

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: GREENSPRINGSW25T

Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest | 25er VE

Produktbild



Produktbeschreibung

- Pharmazentralnummer (PZN): 17444391
- Evaluiert durch das Paul-Ehrlich-Institut
- BfArM Registrationsnummer: AT417/20
- Schnelltest: Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Probenentnahme aus dem Rachen oder aus dem Nasenbereich möglich
- Probenröhrchen sind vorgefüllt
- 3x 0,5ml Ersatzpufferlösung inklusive
- Nasopharyngeal (Nasen-Rachen): Sensitivität: 98% | Spezifität: 100%
- Anterior Nasal (Nase-vorne): Sensitivität: 96,8% | Spezifität: 100%

Einsatzbereich

Der Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest dient dem schnellen qualitativen Nachweis des Nukleocapsid-Protein-Antigens von SARS-CoV-2 in menschlichen Nasen-, vorderen Nasenbereich-, oder Rachenabstrichproben. Die Ergebnisse dienen dem Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen.

Verpackung

Menge Box:	25 Tests (215*14*9cm, N.G. 0,342kg, B.G. 0,426kg)
Menge Umkarton:	1000 Tests (58*44*47cm, N.G. 17,04kg, B.G. 18,55kg)
Menge EU Palette:	8000 Tests (120*80*203cm, B.G. 173,40kg)
CCG 1 inkl. Holz:	4000 Tests (120*80*103cm, B.G. 99,20kg)
CCG 2 inkl. Holz:	6000 Tests (120*80*156cm, B.G. 173,40kg)

Weiterführende Informationen

Mindesthaltbarkeit 1 Jahr